



colchones · materassi

FARMAFLEX[®]
Made in Italy

“CERTIFICADO MÉDICO CE”

www.farmaflex.es

CERTIFICADO MÈDICO
MINISTERIO DE LA SALUD CE
CE

DESCRIPCION DE LA EMPRESA

Mollyflex s.r.l. es una empresa italiana que fue fundada en el 1980.

Más tarde, con el estímulo de la segunda generación que amplía el estudio de los nuevos materiales y las tecnologías modernas, adquiere dimensiones industriales. Hoy están comprometidos en más de 10.000 metros cuadrados - Manteniendo el cuidado y técnica del acabado artesanal.

La experiencia adquirida en el tiempo, gracias al contacto diario con las personas, ha creado un módulo funcional que ahora es disponible para todos.

En los años, han aprendido a comprender, incluso con la ayuda de especialistas médicos, lo que las personas pedían.

Hoy ya no quieren un accesorio de decoración, ya lo tienen, sino una solución a los problemas que derivan, desafortunadamente, de las muchas enfermedades que atacan al hombre.

Empezamos desde aquí para dar primero una consulta al cliente.

Posteriormente se prescribe el sistema de colchón y incluso el sistema de cama correcto.

El profesionalismo que distingue al personal de Mollyflex s.r.l está orientado a encontrar las mejores soluciones de ayudas ortopédicas para la salud y el bienestar de las personas.

En la fábrica, se han probado cientos de materiales, ahora en el mercado, y se han seleccionado cuidadosamente para cada aplicación que debe tener la plataforma de reposo ortopédico Mollyflex s.r.l.

Aprobado bajo normas de fabricación y control de calidad para productos farmacéuticos, fisioterapéuticos, antónicos y/u ortopédicos por el MINISTERIO DE LA SALUD CE.

Domicilio social

MOLLYFLEX S.r.l.

VXX Settembre, 24 - 25122 Brescia (BS)

Unidad de producción

Via Carpenedolo, 87 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel. +39 0376 944181 - Fax +39 0376 944123

Internet

info@mollyflex.it

www.mollyflex.it

farmafex@farmafex.es

www.farmafex.es

Ministerio de la salud CE



CERTIFICACIONES DE MATERIALES

El valor agregado de los colchones fabricados por la compañía Mollyflex s.r.l consiste en una selección cuidadosa de los materiales utilizados para garantizar a sus productos el máximo nivel de rendimiento y seguridad para el cliente final.

La investigación y el estudio de materiales cada vez más tecnológicos han dado a los productos de la línea Farmaflex un estilo particular tanto en los acabados como en las prestaciones.

De hecho, los sistemas de colchones de Mollyflex s.r.l production se fabrican con la unión de espumas certificadas que son cada vez más naturales y efectivas desde el punto de vista de la salud y el confort.

Sobre esta base, se ha desarrollado la búsqueda de un producto elegante y duradero, que describa la evolución de una línea probada llamada Farmaflex.

Mollyflex no es solo un grupo de marcas, sino una garantía de un trabajo artesanal para ofrecer al cliente final bienestar y comodidad.

En lo sucesivo, se muestran las principales marcas y certificaciones de los materiales utilizados para hacer los colchones del grupo Mollyflex.



Öeko Tex Standard 100



Certipur



Hyggen

Línea de colchones

Farmaflex®

INTRODUCCIÓN


La línea FARMAFLEX® es la línea de colchones que se compone, de interiores ortopedicos y anatómicos, además de material con memoria / viscoagua de alta tecnología, que le da al producto las siguientes cualidades:

- Características para una forma de descanso, diversa y adaptable a cada cuerpo.
- Capacidad formidable para acomodar el cuerpo adaptándose perfectamente a él en todas sus irregularidades para una comodidad absoluta y un descanso perfecto.

La alta tecnología resultante de este producto permite una redistribución del peso corporal, reduciendo así al 50% la resistencia al impacto de nuestro cuerpo sobre el colchón y cualquier presión corporal.

Entre las diversas ventajas que caracterizan a estos colchones hay que recordar:

- mejor circulación sanguínea y total transpirabilidad
- mayor oxigenación de todos los tejidos y la capas que lo componen.
- alineación perfecta de la columna vertebral, cualquier posición que tome.
- increíble durabilidad tanto del producto como de los servicios que brinda.
- alta capacidad para volver a su forma original.
- ANTIDECÚBITO 100%



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Composición	100% Espumaciones y viscoaguas anatómicas libres de CFC y multimuelles titanium "SEGUN MODELO"		
Densidad	40/60/80 kg/m3 (+/- 5%) "SEGUN MODELO"		
Tipos	SUAVE	MEDIO	FIRME
Estabilidad	1,6 kPa (+/- 10%)	3,9 kPa (+/- 10%)	4,9 kPa (+/- 10%)
Mantenimiento forma	2% (+/- 10%)	3% (+/- 10%)	3,5% (+/- 10%)
Punto de quiebre	210% (+/- 10%)	195% (+/- 10%)	130% (+/- 10%)
Carga de rotura	85 kPa (+/- 10%)	150 kPa (+/- 10%)	150 kPa (+/- 10%)

TECNOLOGIA AIR-SYSTEM CLIMACOOl®

Los colchones de la línea FARMAFLEX® están creados para dar aire y traspasabilidad al descansar.

La tecnología Air-System CLIMACOOl facilita enormemente el paso del aire a través de las capas gracias a la estructura tridimensional que crea una cavidad perforada en su interior.

Una cama fresca y seca es el requisito principal para un sueño saludable y reparador.

BLOQUES, NÚCLEOS Y CAPAS INTERIORES

Bloques de multimuelles independientes con sistema titanium cosidos en vertical (1.800/1.500/1.200) con 7/5/3 zonas de descanso respectivamente con refuerzo lumbar; que ofrecen equilibrio entre acogida y soporte.

Gracias a su sistema cosido en vertical de, crean una magnífica independencia de lechos, ya que no hay transmisión de movimientos en ambos lados de la cama, para que ambos disfruten de un descanso total.

Incorporan en ambos lados superiores una capa celular (AQUACELL WATERLILY) totalmente flexible y transpirable e indeformable, más antialérgico por su fabricado en base al agua. Este material es el que ofrece el soporte adecuado para los diferentes tipos de complejión y distintas formas de descansar.

Dependiendo de la complejión de cada persona se necesitan diferentes soportes para los dorsales y la columna, más por ello los colchones Farmaflex spring titanio; están disponibles en soportes varios según el modelo. Para que sea cual sea su complejión, encuentre el descanso ideal a su necesidad.

Las primeras capas que encontramos, además de una gran acogida inicial; son en Viscoagua y Visco Aquagel de WATERLILY (material antialérgico por su fabricado en base al agua) antialérgicas, antibacterias y con certificado médico ce, ÚNICOS EN EUROPA. Sus capas exteriores o inferiores según modelo elegido: son en algodón strech Clima, en X-Tatic imanterapia o con Cooler system fresh; capas que aportan ventilación, bienestar y frescura anti humedad, que mejora la higiene del colchón. La combinación de los soportes interiores en viscoaguas de diferentes densidades y resistencias de memoria en cada colchón, más con las diferentes capas de acolchado en viscoagua en gel o carbono, que incorporan según modelo: le proporcionan un confort y un sueño reparador único. Para mejorar la acogida y ventilación del acolchado, entre el núcleo y las capas de acolchado se ha incluido un tejido CLIMACOOl SYSTEM que genera un perfecto efecto cámara de aire.

La capa de Aquacell waterlily de material celular que cubre el núcleo; posee un sistema de perforaciones que permite la ventilación del núcleo en el colchón, además de ser antialérgico y anti-moho por su fabricado en base al agua, para una mejor higiene del mismo, más lleva incorporado en sus acolchados el sistema CLIMACOOl patentado, para una mayor y total perfecta transpirabilidad.

-Aquacell es un núcleo ortopédico de material no deformable y se produce en combinación de agua y componentes de origen natural. Su transpirabilidad es absolutamente inimitable por la mayoría de las espumas flexibles utilizadas actualmente para la producción de colchones.

-Visco Aquagel es un revolucionario gel inyectado al agua en los núcleos ortopédicos de espumaciones de alta densidad, flexible, duradero, fresco y extremadamente transpirable. La característica principal es la comodidad absoluta que ofrece al usuario con un dispositivo médico en el producto que se utiliza.

-Viscoagua es una espumación anatómica de Memoryfoam / viscoelástica fabricada e inyectada en el poro al agua, que ofrece un efecto frescor y relajante con un adecuado apoyo corporal.

Además son un materiales ecológicos, silenciosos e indeformables.

VISCOAQUA y VISCO AQUAGEL

La Viscoagua y Visco Aquagel son materiales anatómicos de viscoagua con y sin memoria respectivamente de muy alta transpirabilidad. La estructura molecular particular con células muy grandes permite un clima perfecto en cualquier estación. Aquacell luego dispersa la humedad en un tiempo 30% más corto que la espuma de poliuretano tradicional.

FARMALUXE



Nº Dispositivo-certificado médico
MINISTERIO DE LA SALUD CE 1811924 / 2687

DESCRIPCIÓN MÈDICA :

- ✓ ANTIDECÚBITO 100%
- ✓ ADAPTABILIDAD DE LECHOS
- ✓ FORMA CERVICAL
- ✓ ANTI PRESIÓN LUMBAR
- ✓ RELAJACIÓN DORSAL
- ✓ CLIMÁTICO TRANSVERSAL

FARMALUXE de la línea FARMAFLEX es el colchón ideal para personas con peso medio, con un bloque anatómico de 1.800 multimuelles independientes cosidos en vertical.

Se adapta perfectamente a la columna vertebral gracias a la construcción específica del núcleo.


Las capas de recubrimiento anti-presión completan la estructura permitiendo una distribución óptima del peso corporal.

Los materiales son totalmente transpirables y certificados por OEKOTEX.

Colchón con sistema ingravitatorio basculante y adaptación cervical.

HOJA TÉCNICA DEL INTERIOR

El interior del colchón para garantizar las cualidades y los rendimientos que lo distinguen, se realiza como se describe a continuación.




Composición interna

- (A) AQUACELL firmeza media y 90 mm D50
- (B) 1800 MULTIMUELLES POCKET SIMMONS TITANIUM 1,4 mm. cosidos en vertical con 7 zonas
- (C) AQUACELL firmeza media y 40 mm D50



HOJA TECNICA DEL RECUBRIMIENTO




Composición de la cubierta exterior

- Ⓐ Stretch 100% poliéster algodón SENSOVEL
- Ⓑ Visco Aquagel de 50 mm. D40
- Ⓓ CLIMACOOL 100% polipropileno interior.



HOJA TECNICA DEL RECUBRIMIENTO



Composición de la cubierta inferior

- Ⓐ CLIMACOOL® 100% polipropileno.
- Ⓑ Aquacell de 25 mm. D50
- Ⓒ CLIMACOOL 100% polipropileno exterior.

VERSIONES DISPONIBLES

Los colchones de la línea FARMALUXE están disponibles en tres longitudes diferentes con varias combinaciones de anchos, como se describe en la siguiente tabla.

Además de las versiones enumeradas, es posible personalizar el producto con dimensiones más grandes que la máxima, de acuerdo directamente con el fabricante, sin perjudicar a la calidad y el certificado médico.

LARGO	ANCHO				
	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
180 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.
190 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.
200 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.

CLIMAFARM



 **Nº Dispositivo-certificado médico**
MINISTERIO DE LA SALUD CE 1811925 / 1175

DESCRIPCIÓN MÈDICA :

- ✓ **ANTIDECÚBITO 100%**
- ✓ **ADAPTABILIDAD DE LECHOS**
- ✓ **ANTI PRESIÓN LUMBAR**
- ✓ **RELAJACIÓN DORSAL**
- ✓ **DUO TÉRMICO 100%**

CLIMAFARM de la línea FARMAFLEX es el colchón ideal para personas con peso medio-alto.


Se ajusta perfectamente a la columna vertebral gracias a la construcción específica del bloque anatómico de 1.500 multimueller independientes cosidos en vertical.

Las capas de recubrimiento anti-presión completan el producto permitiendo una distribución óptima del peso corporal.

Colchon tèrmico 100% para invierno/verano

HOJA TÉCNICA DEL INTERIOR

El interior del colchón para garantizar las cualidades y los rendimientos que lo distinguen, se realiza como se describe a continuación.




Composicion interna

- (A) AQUACELL firmeza media y 40 mm D50
- (B) 1500 MULTIMUELLES POCKET SIMMONS TITANIUM 1,6 mm. cosidos en vertical con 5 zonas
- (C) AQUACELL firmeza media y 40 mm D50



HOJA TECNICA DEL RECUBRIMIENTO




Composición de la cubierta INVIERNO

- (A) Stretch 100% poliester VISCOSA ALGODÓN
- (B) Visco Aquagel de 25 mm. D40
- (C) Memory foam / viscoagua 20 mm. D60
- (D) CLIMACOOOL 100% polipropileno interior.



HOJA TECNICA DEL RECUBRIMIENTO



Composición de la cubierta VERANO

- (A) COOLER FRESH® transpir
- (B) Visco AQUAGEL alta transpiración 50 mm. D40
- (C) CLIMACOOOL 100% polipropileno interior.

VERSIONES DISPONIBLES

Los colchones de la línea CLIMAFARM están disponibles en tres longitudes diferentes con varias combinaciones de anchos, como se describe en la siguiente tabla.

Además de las versiones enumeradas, es posible personalizar el producto con dimensiones más grandes que la máxima, de acuerdo directamente con el fabricante, sin perjudicar a la calidad y el certificado médico.

LARGO	ANCHO				
	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
180 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.
190 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.
200 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.

FARMASTATIC



 **Nº Dispositivo-certificado médico**
MINISTERIO DE LA SALUD CE 1895574 / 2631

DESCRIPCIÓN MÉDICA :

- ✓ **ANTIDECÚBITO 100%**
- ✓ **ADAPTABILIDAD DE LECHOS**
- ✓ **ANTI PRESIÓN LUMBAR**
- ✓ **ANTIESTRES**

CLIMAFARM de la línea FARMAFLEX es el colchón ideal para personas con peso medio-bajo.


Se ajusta perfectamente a la columna vertebral gracias a la construcción específica del bloque anatómico de 1.200 multimuelles independientes cosidos en vertical.

Las capas de recubrimiento anti-presión completan el producto permitiendo una distribución óptima del peso corporal.

Colchón con tratamiento antiéstatico para reducción de dolores en articulaciones corporales.

HOJA TÉCNICA DEL INTERIOR

El interior del colchón para garantizar las cualidades y los rendimientos que lo distinguen, se realiza como se describe a continuación.




Composicion interna

- (A) AQUACELL firmeza media y 40 mm D50
- (B) 1200 MULTIMUELLES POCKET SIMMONS TITANIUM 1,6 mm. cosidos en vertical con 3 zonas
- (C) AQUACELL firmeza media y 40 mm D50



HOJA TECNICA DEL RECUBRIMIENTO




Composición de la cubierta exterior

- (A) Stretch 100% poliéster antiestático
- (B) Visco Aquagel de 25 mm. D40
- (C) Memory foam / viscoagua 20 mm. D60
- (D) CLIMACOOOL 100% polipropileno interior.



HOJA TECNICA DEL RECUBRIMIENTO



Composición de la cubierta inferior

- (A) CLIMACOOOL® 100% polipropileno.
- (B) Aquacell de 25 mm. D50
- (C) CLIMACOOOL 100% polipropileno exterior.

VERSIONES DISPONIBLES

Los colchones de la línea FARMASTATIC están disponibles en tres longitudes diferentes con varias combinaciones de anchos, como se describe en la siguiente tabla.

Además de las versiones enumeradas, es posible personalizar el producto con dimensiones más grandes que la máxima, de acuerdo directamente con el fabricante, sin perjudicar a la calidad y el certificado médico.

LARGO	ANCHO				
	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
180 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.
190 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.
200 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.

MEDIFARM



 **N° Dispositivo-certificado médico**
MINISTERIO DE LA SALUD CE 1811926 / 2686

DESCRIPCIÓN MÈDICA :

- ✓ **ANTIDECÚBITO 100%**
- ✓ **ANTIPRESIÓN CORPORAL**
- ✓ **ADAPTABILIDAD DORSAL**
- ✓ **REDUCCIÓN DOLOR LUMBAR**
- ✓ **RELAJACIÓN CERVICAL**
- ✓ **DESCANSO DE ISQUIOTIBIALES**


El colchón MEDIFARM ha sido diseñado para garantizar la relajación total del cuerpo, a partir de las piernas, a menudo hinchadas, de las caderas y la espalda, mas la adaptación en cervicales.

MEDIFARM combina la fungibilidad y el confort a la forma anatómica del núcleo que la compone. El colchón MEDIFARM es altamente transpirable y debido a los materiales de los que está hecho y facilita la circulación sanguínea certificado médicamente.

Colchón preparado para alto rendimiento en deportistas.

HOJA TÉCNICA DEL INTERIOR

El interior del colchón para garantizar las cualidades y los rendimientos que lo distinguen, se realiza como se describe a continuación.




Composicion interna

- (A) MEMORY VISCOAGUA perfilada anatómica 80 mm. D80 neumàtica
- (B) Visco AQUAGEL anatómico perfilado de media sustentación 70 mm. D40
- (C) AQUACELL ortopédico perfilado de alta sustentación 130 mm. D60




HOJA TECNICA DEL RECUBRIMIENTO




Composición de la cubierta superior TOPPER LAVABLE.

- (A) Stretch 100% BAYERSCENT
- (B) Visco AQUAGEL alta transpiración 25 mm. D40
- (C) Memory foam / Viscoagua 20 mm. D60
- (D) CLIMACOOL® 100% polipropileno.



Composición de la cubierta interior VERANO

- (A) COOLER FRESH® transpir
- (B) Visco AQUAGEL alta transpiración 25 mm. D40
- (C) CLIMACOOL 100% polipropileno interior.



Composición de la cubierta inferior.

- (A) CLIMACOOL 100% polipropileno exterior
- (B) Aquacell alta transpiración 25 mm. D50
- (C) CLIMACOOL® 100% polipropileno.



VERSIONES DISPONIBLES

Los colchones de la línea MEDIFARM están disponibles en tres longitudes diferentes con varias combinaciones de anchos, como se describe en la siguiente tabla.

Además de las versiones enumeradas, es posible personalizar el producto con dimensiones más grandes que la máxima, de acuerdo directamente con el fabricante, sin perjudicar a la calidad y el certificado médico.

LARGO	ANCHO				
180 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.
190 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.
200 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.

FARMATHEMPOOR



 **N° Dispositivo-certificado médico**
MINISTERIO DE LA SALUD CE 1811927 / 2635

DESCRIPCIÓN MÉDICA :


- ✓ **ANTIDECÚBITO 100%**
- ✓ **ADAPTABILIDAD DORSAL**
- ✓ **PRESIONES LUMBARES**
- ✓ **RELAJACIÓN CERVICAL**
- ✓ **ANTIPRESIÓN CORPORAL**

FARMATHEMPOOR de la línea FARMAFLEX es un colchón de soporte, ideal para personas de diferente peso. Se adapta perfectamente a cada parte del cuerpo, a la cadera, al pecho y a los hombros gracias a la constitución específica de todo el artefacto. Las capas de recubrimiento anti-presión completan el colchón FARMATHEMPOOR permitiendo una distribución óptima del peso corporal.

HOJA TÉCNICA DEL INTERIOR

El interior del colchón para garantizar las cualidades y los rendimientos que lo distinguen, se realiza como se describe a continuación.

El núcleo interno está completamente cubierto en tejido JERSEY ALGODÓN 100%




Composizione interna

- A** MEMORY VISCOAGUA anatómica 60 mm. D70
- B** AQUACELL alta sustentación 170 mm. D50



HOJA TECNICA DEL RECUBRIMIENTO




Composición de la cubierta superior.

- (A) Espuma 100% poliester SANICOTT VELOUR
- (B) Visco AQUAGEL 25 mm. D40
- (C) Memory foam / Viscoagua 20 mm. D60
- (D) CLIMACOOL 100% polipropileno interior.



HOJA TECNICA DEL RECUBRIMIENTO



Composición de la cubierta inferior.

- (A) CLIMACOOL 100% polipropileno
- (B) AQUACELL alta transpiración 25 mm. D50
- (C) CLIMACOOL® 100% polipropileno.

VERSIONES DISPONIBLES

Los colchones de la línea FARMATHEMPOOR están disponibles en tres longitudes diferentes con varias combinaciones de anchos, como se describe en la siguiente tabla.

Además de las versiones enumeradas, es posible personalizar el producto con dimensiones más grandes que la máxima, de acuerdo directamente con el fabricante, sin perjudicar a la calidad y el certificado médico.

LARGO	ANCHO				
180 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.
190 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.
200 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.

VISCOFARM



 **Nº Dispositivo-certificado médico**
MINISTERIO DE LA SALUD CE 1811928 / 1176

DESCRIPCIÓN MÈDICA :


- ✓ **ANTIDECÚBITO 100%**
- ✓ **REDUCCIÓN DOLOR LUMBAR**
- ✓ **ADAPTABILIDAD DORSAL**
- ✓ **DUO CLIMATIZADO**

Viscofarm de la línea FARMAFLEX es el colchón ideal para personas con peso medio-alto. Se adapta perfectamente a la columna vertebral, así como en los lados y los hombros. Las capas de recubrimiento anti-presión completan el producto permitiendo una distribución óptima del peso corporal.

Colchón climatizado para invierno / verano.


HOJA TÉCNICA DEL INTERIOR

El interior del colchón para garantizar las cualidades y los rendimientos que lo distinguen, se realiza como se describe a continuación.




Composición interna

 AQUACELL ortopédico de sustentación media 200 mm. D40




HOJA TECNICA DEL RECUBRIMIENTO



Composición de la cubierta superior INVIERNO

- (A) Thermohech 100% termoregulador algodón
- (B) Visco AQUAGEL alta resistencia 25 mm. D40
- (C) Memory foam / Viscoagua 20 mm. D60
- (D) CLIMACOOL 100% polipileno interior.



Composición de la cubierta inferior VERANO

- (A) CLIMACOOL® 100% polipileno.
- (B) Visco AQUAGEL alta resistencia 50 mm. D40
- (C) CLIMACOOL 100% polipileno interior.

VERSIONES DISPONIBLES

Los colchones de la línea VISCOFARM están disponibles en tres longitudes diferentes con varias combinaciones de anchos, como se describe en la siguiente tabla.

Además de las versiones enumeradas, es posible personalizar el producto con dimensiones más grandes que la máxima, de acuerdo directamente con el fabricante, sin perjudicar a la calidad y el certificado médico.

LARGO	ANCHO				
180 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.
190 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.
200 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.

JOVEFARM



N° Dispositivo-certificado médico
MINISTERIO DE LA SALUD CE 1811932 / 2688

DESCRIPCIÓN MÈDICA :


- ✓ ANTIDECÚBITO 100%
- ✓ REDUCCIÓN DOLOR LUMBAR
- ✓ ANTIPRESIÓN CORPORAL

JOVEFARM de la línea FARMAFLEX es el colchón para personas con peso medio y sobretodo para personas jóvenes. Se adapta perfectamente a la columna vertebral, así como en los lados y los hombros. Las capas de recubrimiento anti-presión completan el producto permitiendo una distribución óptima del peso corporal.

HOJA TÉCNICA DEL INTERIOR

El interior del colchón para garantizar las cualidades y los rendimientos que lo distinguen, se realiza como se describe a continuación.

El núcleo interno está completamente cubierto en tejido JERSEY ALGODÓN 100%




Composición interna

- (A) Memory foam / Viscoagua bugnato 40 mm. D50
- (B) AQUACELL de sustentación alta 190 mm. D30




HOJA TECNICA DEL RECUBRIMIENTO



Composición externa INVIERNO

- Ⓐ Stretch TEFLÓN 100%
- Ⓑ Algodón 100%



Composición de la cubierta inferior.

- Ⓐ CLIMACOOOL 100% polipropileno
- Ⓑ Visco AQUAGEL alto 25 mm. D40

VERSIONES DISPONIBLES

El colchón JOVEFARM están disponibles en tres longitudes diferentes con varias combinaciones de anchos, como se describe en la siguiente tabla.

Además de las versiones enumeradas, es posible personalizar el producto con dimensiones más grandes que la máxima, de acuerdo directamente con el fabricante, sin perjudicar a la calidad y el certificado médico

LARGO	ANCHO				
	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
180 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.
190 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.
200 cm.	70 cm.	80 cm.	85 cm.	90 cm.	105 cm.
	135 cm.	150 cm.	160 cm.	170 cm.	180 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA E INSTRUCCIONES DE USO

Todos los colchones se fabrican en su totalidad en CE (Italia), en una fabricación equipada con la maquinaria tecnológicamente avanzada y por trabajadores altamente experimentados y profesionales.

Los materiales utilizados en la construcción de nuestros productos son de calidad absoluta, controlada médicamente y garantizada. Son saludables, higiénicos y seguros, y se caracterizan por las marcas de calidad de nuestros proveedores y una seguridad que los distinguen de otros productos en el mercado y que son indicados al inicio de este manual.

La procedencia de nuestros modelos combinada con las soluciones de seguridad enumeradas a continuación es la GARANTÍA DE SALUD DE MEJOR CALIDAD del comprador.

CONDICIONES DE SUMINISTRO

A continuación se detallan los principales aspectos que caracterizan la oferta de cada elemento individual de la línea Farmaflex.

- Cada uno de los sistemas de colchones de la línea FARMAFLEX, definidos sistemas ya que no son más que el resultado de combinaciones de diferentes materiales y diferentes características técnicas desarrolladas y probadas para satisfacer cada necesidad diferente del cliente final, se suministra embasado al vacío porque esta acción crea un proceso de “manejo” que hace que el sistema sea eficiente en su máxima expresión y una garantía de indeformabilidad de hasta 10 años.
- El embalaje del sistema incluye la cubierta externa hecha de diferentes materiales y colores según los modelos, la cubierta protectora y el núcleo interno (se entregan generalmente separados) y esta hoja de datos técnicos.
- Una vez que se ha recibido el paquete y se han extraído los diversos componentes del paquete, para garantizar que el rendimiento y la funcionalidad del sistema se mantengan a lo largo del tiempo, particularmente con respecto a los criterios de seguridad y salud descritos para cada dispositivo, es necesario dejarlo reposar durante al menos 12 horas (según modelo) para recuperar la forma original.
- Para evitar cualquier tipo de disputa con el fabricante, se recomienda que todos los componentes recibidos se verifiquen al recibir los productos entregados, verificando que no hayan sufrido daños. En caso de daños o artículos faltantes, el fabricante debe ser informado inmediatamente.

HIGIENE Y SALUD

El valor agregado de los productos de la línea FARMAFLEX está determinado por la combinación de materiales diseñados para garantizar altos niveles de confort, higiene y salud para el usuario final.

Hay varias marcas de calidad y seguridad que se refieren a las normas europeas que distinguen el nivel de calidad de los materiales utilizados en los colchones.

La marca registrada Oeko-Tex Standard 100, una norma ecológica europea utilizada total o parcialmente en gran medida para la producción de los dispositivos de la línea FARMAFLEX, está sin duda entre estas marcas; de hecho, los materiales con esta marca están certificados en primer lugar y, por lo tanto, son perfectamente adecuados para el tipo de aplicación y, en segundo lugar, no representan ningún riesgo para la salud humana y el medio ambiente porque están libres de sustancias tóxicas o nocivas y totalmente analérgicos.

CONDICIONES DE USO

Al utilizar los dispositivos que pertenecen a la línea FARMAFLEX, es bueno tener en cuenta los aspectos que se describen a continuación.

- Cada dispositivo se caracteriza por una estratificación de diferentes materiales dependiendo de la aplicación prevista capaz de diferenciar cada producto individual pero también para determinar una superficie de reposo ideal.

Por lo tanto, cuando se inserta la cubierta, es absolutamente necesario tener en cuenta la posición de las dos etiquetas con la palabra roja "SOPRA" para que sea posible orientar correctamente el producto, colocándolo correctamente en la cama, para poder aprovechar todas las características del bienestar y la comodidad que puede ofrecer y que de otro modo no podrían garantizarse, haciendo que el sistema sea completamente ineficiente.

- Cada dispositivo se ha desarrollado con el objetivo de crear el mayor nivel posible de bienestar y comodidad para el usuario final en condiciones de reposo, según las distintas aplicaciones o necesidades terapéuticas, por lo que cada área ha sido diseñada para recibir diferentes partes del cuerpo. Por consiguiente, es importante tener en cuenta que, para obtener una mayor efectividad del uso del colchón, debe utilizarse en la posición principal para la cual fue concebido y desarrollado, es decir, en la posición de descanso, ya que en otros casos, por ejemplo, en posición sentado, el paciente aumenta la presión corporal sobre el sacro, lo que reduce la efectividad del sistema.

- Dado el tipo de materiales utilizados, hay que tener en cuenta los rangos de temperaturas y pesos para garantizar el máximo rendimiento del dispositivo: en detalle, las mejores condiciones de eficiencia se obtienen utilizando el colchón exclusivamente para pacientes con peso corporal superior a 25 kg y inferior a 130 kg, mientras que, como temperatura ideal, el rango recomendado es entre +10 °C y +40 °C. Fuera de estos rangos, el dispositivo siempre permanece funcional, aunque no se puede garantizar que esté en los niveles más altos para los que fue diseñado.

- Solo y exclusivamente para los colchones que lo prevén, es decir, aquellos que se caracterizan por la simetría entre los materiales utilizados para recibir las distintas partes del cuerpo, durante los primeros meses después de la compra, es una buena práctica recordar que debe girar el colchón de cabeza a pie al menos 1 vez por mes para permitir que los acolchados se asiente normalmente, más dar la vuelta si el modelo así lo requiera.

- Aunque los colchones de la línea FARMAFLEX se han diseñado y desarrollado para prevenir cualquier problema de humedad y contaminación, sin embargo, a diario, es una buena práctica ventilar el dormitorio durante mucho tiempo con el colchón sin cubiertas. De esta manera favorece y garantiza la evaporación de la humedad, dificultando la formación de microorganismos interiores.

APOYO ADECUADO

Los colchones de la línea FARMAFLEX, como cualquier otro colchón, si están apoyados por una base inadecuada, mostrarán signos de envejecimiento prematuro no atribuibles a aspectos constructivos, sino solo a las malas condiciones de trabajo que se les han impuesto. Por lo tanto, el soporte adecuado juega un acción importante para completar el ciclo de vida natural del colchón y se convierte en un elemento fundamental para lograr una alta calidad de descanso.

Las mejores condiciones de uso de los colchones actuales, para garantizar el mejor rendimiento y una larga vida útil del dispositivo, prevén el uso de una red de listones de madera válida, como para permitir que el colchón funcione en una superficie perfectamente horizontal además de permitir una buena transpiración.





Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, siempre que no se utilicen redes de dimensiones más pequeñas que el colchón, es posible colocar el dispositivo en varios tipos de redes, siendo perfectamente adaptable a cualquier tipo de cama ajustable disponible en el mercado.

Mollyflex s.r.l. Siempre sugiere el uso de la cubierta para proteger el colchón del posible desgaste y contacto con el soporte.

MANTENIMIENTO

- La mejor manera de garantizar las condiciones ideales en términos de rendimiento del dispositivo, que en esencia no son más que las condiciones máximas de bienestar y salud del usuario final, es mantener periódicamente algunas actividades de mantenimiento simples, como se describe a continuación.
- Cada colchón de la línea FARMAFLEX está construido con los mejores materiales y las tecnologías más avanzadas, diseñadas para garantizar el rendimiento para el que fue diseñado inicialmente; para una buena conservación del producto, es recomendable conocer algunas advertencias y observar las siguientes reglas simples de uso y mantenimiento, también informadas (en una forma más sintética) en la etiqueta pegada al colchón.
- Se recomienda llevar a cabo controles visuales sobre el estado de la cubierta y el núcleo. La posible presencia de orificios, costuras abiertas o cremalleras defectuosas puede ser muy dañina, ya que puede permitir el paso de la humedad en el núcleo y, por lo tanto, causar daños al mismo.
- Este certificado médico claramente no es un dispositivo de un solo uso; sin embargo, para las mejores condiciones de reutilización, el colchón debe limpiarse y desinfectarse necesariamente con el uso de un desinfectante común, prestando atención al hecho de que éste no contenga productos nocivos y/o corrosivos.
- Para mejorar la deshumidificación del producto, es aconsejable ventilar y rotar el colchón periódicamente, más a menudo, especialmente en los primeros meses. La actividad de rotación se puede realizar solo para aquellos colchones que lo permiten, es decir, aquellos para los cuales la composición y disposición interna de los materiales que lo constituyen es simétrica, todo esto solo y exclusivamente para garantizar al usuario final los servicios para los cuales está fue diseñado
- Se prohíbe el uso de disolventes o sustancias químicas en el tejido para la limpieza y desinfección. En el caso de la presencia de manchas o residuos de naturaleza orgánica que inadvertidamente se depositaron en el núcleo interno, se recomienda cambiar el colchón por motivos de higiene.
- Es absolutamente recomendable evitar el uso de equipos eléctricos en las telas de los distintos colchones, por ejemplo de la plancha o el secador, etc., para comprometer la funcionalidad del dispositivo y no comprometer la salud del usuario final.
- Para realizar la desinfección adecuada del colchón, se recomienda no usar vaporizadores o esterilizadores de vapor. Este tipo de mantenimiento no resuelve el problema de los ácaros, pero afecta la consistencia y la durabilidad de las capas internas. En casos como este, para resolver el problema, comuníquese con el fabricante o con personal especializado.

- Cepille suavemente o use aspiradores de baja potencia para eliminar el polvo; Nunca utilice el batidor de alfombras o la aspiradora de alta potencia.
- En el caso de que no sea posible garantizar que no se vea afectada la consistencia y la duración de los componentes de cada colchón, no se recomienda el uso de mantas de calefacción.
- Cada dispositivo se puede lavar, limpiar y desinfectar siguiendo las instrucciones que se dan en la siguiente tabla. Al final de las actividades de lavado, se recomienda volver a colocar la cubierta exterior solo después de asegurarse de que el núcleo esté completamente seco.
- Cada cubierta externa de cada colchón, fabricada de diferentes materiales y combinada de diferentes maneras, tiene diferentes fases y condiciones de lavado, que se resumen en la siguiente tabla.

MODELO	Lavado	Limpieza con un quitamanchas seco	Planchado	No blanquear	No centrifugar
FARMALUXE					
CLIMAFARM					
FARMASTATIC					
MADIFARM					
FARMATHEMPOOR					
VISCOFARM					
JOVEFARM					

- Para las operaciones de limpieza normales y de rutina, la superficie del núcleo interno se puede limpiar en agua con un detergente normal. En el caso de contaminación por gérmenes, es esencial desinfectar en autoclave de 75 °C a 105 °C (según el tipo de germen), que se llevará a cabo exclusivamente en un centro calificado y habilitado para este tipo de trabajo.

DURACIÓN ÓPTIMA

Para garantizar la calidad y la resistencia del colchón, el trabajo principal del departamento de investigación y desarrollo consistió en identificar los materiales disponibles en el mercado que pueden proporcionar el mayor rendimiento posible de tal manera que, una vez combinados adecuadamente entre ellos, fue posible obtener las prestaciones descritas para cada dispositivo. Posteriormente, cada tipo de colchón se sometió a una serie de pruebas mecánicas que consistían en pruebas de impacto y pruebas de fatiga (realizadas en un laboratorio externo) para establecer el nivel máximo de resistencia alcanzable.

Al final de las pruebas, cada tipo de colchón ha demostrado tener las mismas características, funcionalidad y seguridad inicial en todos sus componentes, de modo que es posible establecer como el límite máximo de duración óptima 2 (*) años de vida.

Más allá de este período de uso normal, el colchón no parece estar dañado e inutilizable, sino que simplemente ya no puede garantizar su rendimiento, ya que corre el riesgo de perder gradualmente las características de una elevación óptima y la máxima comodidad.

(*) = la duración óptima definida anteriormente es para un uso continuo y diario de al menos 10 horas.

ADVERTENCIAS

- El método más adecuado para garantizar la duración óptima del dispositivo, que garantiza su máximo rendimiento, también consiste en cumplir con las advertencias de seguridad que se describen a continuación.
- El colchón no debe sufrir tensiones anormales, como doblarse en varias piezas o enrollar de forma continua o diferente con respecto al método utilizado por el fabricante y visible en el momento de la entrega.
- La presencia de pequeñas depresiones en la superficie del colchón se debe al asentamiento normal del relleno y no constituye un defecto de fabricación y la no firmeza igual con el tiempo, es normal y debido al uso, pero no la deformación o hundimiento sin recuperación.
- Los distintos tipos de materiales naturales utilizados en la fabricación de colchones pueden tener un olor específico que se desvanece con el tiempo en el primer período de uso.
- Se recomienda evitar saltar sobre el colchón para evitar daños en las estructuras internas.
- No utilice el colchón de manera que cause lesiones, daños y / o deformación / alteración en los diversos componentes del producto.
- No se deben realizar en el dispositivo otras operaciones de mantenimiento que no sean las descritas en el párrafo "mantenimiento". El producto no debe ser manipulado o manipulado por terceros no autorizados por el fabricante; Si es necesario, póngase en contacto con el fabricante única y exclusivamente.
- El núcleo interno nunca debe lavarse en una lavadora a tambor.
- Se recomienda nunca separar la capa protectora del núcleo interno durante las actividades normales de uso del dispositivo.
- Por razones de seguridad, evite fumar en la cama y exponer el colchón a fuentes de calor excesivas y directas.
- No se acerque al dispositivo con objetos afilados que puedan romper la cubierta o comprometer su impermeabilización.
- El daño al colchón como resultado del incumplimiento de estas instrucciones de uso no es responsabilidad del fabricante.

ELIMINACIÓN

La eliminación del Sistema no puede realizarse junto con los residuos domésticos, sino que debe realizarse a través de la Empresa Municipal de eliminación de residuos sólidos urbanos o cualquier otra empresa de eliminación. Los sistemas contaminados por gérmenes deben eliminarse de conformidad con las leyes vigentes.

GARANTÍA

- La garantía proporcionada para cada uno de los colchones de la línea FARMAFLEX cumple con las directivas actuales de la UE.
- Los colchones MOLLYFLEX se construyen completamente en Italia con el cuidado de los artesanos, en cumplimiento de las normas básicas de higiene y seguridad, para el trabajo y los materiales, impuestas por la legislación vigente.
- Los daños al colchón debido a un uso incorrecto, el incumplimiento de las advertencias o el mantenimiento incorrecto o total, como se describe en los puntos anteriores, no se encuentran dentro de las condiciones de la garantía.
- Después de verificar técnicamente el problema en cuestión y en el caso de un producto defectuoso, la compañía MOLLYFLEX reparará el producto o lo reemplazará completamente, dependiendo de la extensión del defecto encontrado.

En caso de que el mal funcionamiento dependa de un mantenimiento incorrecto o del incumplimiento de las reglas de uso y advertencias, cualquier costo de transporte o mano de obra se cargará al cliente.

- No se realizan reparaciones en colchones sucios, mojados o manchados con líquidos orgánicos; En el caso de la asistencia del fabricante en uno de los casos mencionados anteriormente, la garantía quedará anulada.
- Las reparaciones bajo garantía deben ser realizadas exclusivamente por el fabricante; Cualquier costo incurrido por terceros no será reconocido.
- La garantía no incluye ningún hundimiento y / o descenso de la superficie utilizada a menos de unos 30 mm, ya que estos valores se consideran fisiológicos para el asentamiento y la estructura, sujetos al peso del cuerpo humano (tolerancias de acuerdo con UNI 10707 y posteriores modificaciones, medidas en cumplimiento de la norma UNI 1334).

SÍMBOLOS DE LEYENDA (CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO)

A continuación se muestra la lista de símbolos que describen las propiedades (aspectos cualitativos y de seguridad) que caracterizan a cada dispositivo individual, como se define en los párrafos descriptivos de cada tipo de colchón.

Interno



= Antibacterial



=Cubierta removible



= Fibra hipoalérgica de poliéster



= Tecnología de sistema de aire



= Hipoalérgico



= anti-ácaro

NÚCLEO



= Ortopedia



= Dispersa la humedad



= No revertir



= Indeformable



= Adecuado para redes motorizadas

LEYENDA DE SIMBOLOS EN LA ETIQUETA



= Marcado de dispositivos de seguridad CE de acuerdo con los requisitos esenciales establecidos por la Directiva 93/42 / CEE y Directiva Europea 2007/47 / CEE.



= código del dispositivo



= Número de serie del dispositivo



= Lavar a una temperatura no superior a 30°C ò 60°C.



= No someter a tratamiento de blanqueo con cloro.



= Limpieza con un quitamanchas seco



= No planchar



= Colgar sin centrifugar

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

MOLLYFLEX s.r.l.

Via Carpendolo, 87 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)- (ITALY)

Declara que los siguientes dispositivos de la línea FARMAFLEX.

Colchón FARMALUXE - Colchón CLIMAFARM - Colchón FARMASTATIC
- Colchón MEDIFARM - Colchón FARMATHEMPOOR - Colchón VISCOFARM - Colchón JOVEFARM
Almohada AIR◦VIVA - Almohada TERMIC◦RELAX



Clasificado I según la regla n° 1 del anexo IX.
de la Directiva 93/42 / CEE y la Directiva 2007/47 / CEE

Cumplen los requisitos establecidos en dicho Reglamento.

CUMPLEN LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE PRODUCTOS SANITARIOS 93/42 / CEE - 2007/47 / CEE SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DESCRITO EN EL ANEXO VII.

MOLLYFLEX SRL garantiza que el diseño, la construcción y las pruebas de los dispositivos anteriores cumplen con los requisitos de la Directiva 93/42 / CEE y la Directiva 2007/47 / CEE, y el producto se comercializa de conformidad con el Decreto Legislativo 46/97. y al decreto legislativo 37/10.

OTRAS DIRECTIVAS - NORMAS APLICADAS

-

01/03/2013

Castiglione delle
Stiviere (MN)

Dir. Gen.

Data	Lugar	Función	Firma
------	-------	---------	-------

MOLLYFLEX SRL

Sede legale : 25122 BRESCIA - XX Settembre, 24 (BS)

Unità operativa: 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - Tel +39 0376 944181 - Fax +39 0376 944123

www.mollyflex.it - info@mollyflex.it - P.I. 03110070988 - REA BS-505834

TIPOLOGIA	IDENTIFICATIVO DE REGISTRO - BD/RDM	CÓDIGO ATRIBUIDO AL FABRICANTE HOMOLOGADO CE	NOMBRE COMERCIAL DEL M
Certificado Médico CE	1811925	1175XXXXXXZZ	COLCHÓN CLIMAFARM
Certificado Médico CE	1811928	1176XXXXXXZZ	COLCHÓN VISCOFARM
Certificado Médico CE	1811929	2631XXXXXXZZ	CUBRE COLCHÓN FARMAS
Certificado Médico CE	1811927	2635XXXXXXZZ	COLCHÓN FARMATHEMPO
Certificado Médico CE	1811926	2686XXXXXXZZ	COLCHÓN MEDIFARM
Certificado Médico CE	1811924	2687XXXXXXZZ	COLCHÓN FARMALUXE
Certificado Médico CE	1811932	2688XXXXXXZZ	COLCHÓN JOVEFARM
Certificado Médico CE	1339692	60XXXXXXXXXX	ALMOHADAS AIR°VIVA-TERMIC°RELAX

MODELO	CND	CLASE CE EUROPEA	FECHA PARA LA COMERCIALIZACIÓN	CÓDIGO FISCAL
	Y033306 - ANTIDECÚBITO 100% - ADAPTABILIDAD DE LECHOS - ANTI PRESIÓN LUMBAR- RELAJACIÓN DORSAL - DUO TÉRMICO 100%	I - Clase no estéril y sin cambios o funciones de medición.	1/27/2019	3110070988
	Y033306 - ANTIDECÚBITO 100% - REDUCCIÓN DOLOR LUMBAR - ADAPTABILIDAD DORSAL - DUO CLIMATIZADO	I - Clase no estéril y sin cambios o funciones de medición.	1/27/2019	3110070988
TATIC	Y033306 - ANTIDECÚBITO 100% - ADAPTABILIDAD DE LECHOS - ANTI PRESIÓN LUMBAR - ANTIESTRES	I - Clase no estéril y sin cambios o funciones de medición.	1/27/2019	3110070988
OR	Y033306 - ANTIDECÚBITO 100% - ADAPTABILIDAD DORSAL - PRESIONES LUMBARES - RELAJACIÓN CERVICAL - ANTIPRESIÓN CORPORAL	I - Clase no estéril y sin cambios o funciones de medición.	1/27/2019	3110070988
	Y033306 - ANTIDECÚBITO 100% - ANTIPRESIÓN CORPORAL - ADAPTABILIDAD DORSAL - REDUCCIÓN DOLOR LUMBAR - RELAJACIÓN CERVICAL - DESCANSO DE ISQUIOTIBIALES	I - Clase no estéril y sin cambios o funciones de medición.	1/27/2019	3110070988
	Y033306 - ANTIDECÚBITO 100% - ADAPTABILIDAD DE LECHOS - FORMA CERVICAL - ANTI PRESIÓN LUMBAR - RELAJACIÓN DORSAL - CLIMÁTICO TRANSVERSAL	I - Clase no estéril y sin cambios o funciones de medición.	1/27/2019	3110070988
	Y033306 - ANTIDECÚBITO 100% - REDUCCIÓN DOLOR LUMBAR - ANTIPRESIÓN CORPORAL	I - Clase no estéril y sin cambios o funciones de medición.	1/27/2019	3110070988
	Y033303 - ANTIDECÚBITO 100% - ADAPTACIÓN Y RELAJACIÓN CERVICAL	I - Clase no estéril y sin cambios o funciones de medición.	3/25/2019	3110070988



colchones · materassi
FARMAFLEX[®]
Made in Italy

“CERTIFICADO MÉDICO CE”

www.farmaflex.es

CERTIFICADO MÈDICO
MINISTERIO DE LA SALUD CE
CE



MOLLYFLEX SRL

Sede legale : 25122 BRESCIA - XX Settembre, 24 (BS)

Unità operativa: 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) - Tel +39 0376 944181 - Fax +39 0376 944123

www.mollyflex.it - info@mollyflex.it - P.I. 03110070988 - REA BS-505834

By:  **mollyflex**
fabbrica materassi